


	PEMERIKSAAN MASA PERDARAHAN (<i>BLEEDING TIME</i>) METODE IVY		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7910/2024	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 09 September 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Pemeriksaan untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk menghentikan perdarahan pada pembuluh darah kecil dengan perlakuan yang terstandarisasi.		
TUJUAN	Sebagai petunjuk agar PLK dapat melakukan pemeriksaan <i>bleeding time</i> dengan benar sehingga memperoleh hasil yang valid.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	A. Metode : Ivy B. Prinsip : Bila dinding kapiler rusak, maka dengan pembendungan akan tampak sebagai bercak merah kecil pada permukaan kulit yang disebut <i>petechiae</i>. C. Persiapan Alat 1. <i>Sphygmomanometer</i> 2. Lanset <i>disposable</i> 3. <i>Stopwatch</i> 4. Kertas saring 5. Kapas alkohol 70% 6. Plester D. Cara Kerja 1. Memasang manset <i>sphygmomanometer</i> pada lengan atas dengan jarak kurang 5 cm dari lipatan siku. 2. Memompa <i>sphygmomanometer</i> hingga tekanan mencapai 40 mmHg, pertahankan tekanan hingga akhir pemeriksaan 3. Membersihkan lokasi penusukan pada volar lengan bawah menggunakan alkohol 70%, tunggu sampai kering. Daerah ini tidak boleh ada jaringan ikat/pembengkakan. 4. Melakukan penusukan/luka pada permukaan <i>volar</i> lengan bawah dengan lanset sedalam 2 mm. Kemudian, <i>stopwatch</i> dinyalakan pada saat darah keluar pertama kali. 5. Melekatkan darah yang keluar pada kertas saring setiap 30 detik sampai perdarahan berhenti. Ketika darah berhenti menetes, hentikan <i>stopwatch</i>. 6. Mencatat waktu pada <i>stopwatch</i> atau hitung banyaknya tetesan pada kertas saring lalu kalikan dengan 30 detik, konversi hasil pemeriksaan ke dalam satuan menit. E. Nilai Rujukan 1 - 6 menit		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral		

ALUR PEMERIKSAAN MASA PERDARAHAN (*BLEEDING TIME*) METODE IVY

		Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta		No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7910/2024	
"Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen"				Tanggal Efektif : 09 September 2024	
				Halaman : 2 (dua) halaman	
Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut : Tanggal : 14 Agustus 2024 Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah ☐ Penambahan Dokumen ☒ Perubahan Dokumen ☐ Pengurangan Dokumen Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan					
TTD PEMOHON  dr. Hastrina Mailani, Sp.PA NIP. 198605282012122001					
No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.I/3214/2018; 11 April 2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar 4. Saat ini status dokumen lama di emisy adalah kadaluwarsa	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhassanah, Sp.S., MARS" Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024 Belum terdapat alur Kop dan logo lama	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhassanah, Sp.S., MARS" Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024 Menambahkan alur (hal.2) Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait.