

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :	
Diselesaikan oleh Penyelenggara : Yoan <i>Il</i>	
Diperiksa oleh : Supervisor Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga <i>[Signature]</i>	Dikirim :
Plt. Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat: <i>[Signature]</i>	Sifat Surat :

Nomor : 110 Jakarta, Februari 2024

Terlebih Dahulu :

1. Ka. Instalasi Rawat Jalan dan ND
2. Plt. Direktur Medik dan Keperawatan
3. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian

MEMBACA

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

Ditetapkan :
Direktur Utama,

[Signature]

dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
NIP 197210072001122005

Lampiran :
Hal : - SPO Pelepasan Holter

	PELEPASAN HOLTER		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/110/2024	No. Revisi: 00	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 04/01/2024	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Adin Nulkhasanah,Sp.S,MARS	
PENGERTIAN	Pelepasan Holter adalah kegiatan melepaskan alat yang berfungsi untuk mengukur aktivitas listrik jantung secara kontinu selama 24 jam atau lebih. Alat holter terdiri dari 5 elektroda yang dilekatkan pada dada pasien yang dihubungkan dengan alat perekam (<i>recorder</i>) kecil yang diikatkan ke pinggang		
TUJUAN	1. Untuk melihat hasil perekaman holter 2. Untuk mencegah terjadinya kerusakan integritas kulit akibat pelekatan elektroda Holter		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono		
PROSEDUR	A. Persiapan alat 1. Perangkat komputer 2. Alat Holter 3. <i>memory card reader</i> 4. <i>Dongle</i> 5. Alkohol swab 6. <i>Diary</i> Holter pasien 7. Persiapan 8. Hidupkan computer B. Persiapan Pasien 1. Cek jadwal pelepasan Holter 2. Identifikasi pasien, kaji pasien dan jelaskan prosedur C. Pelaksanaan 1. Cuci tangan 2. Atur posisi pasien 3. Pastikan alat sudah selesai merekam dengan tulisan <i>Finish Record</i> 4. Lepaskan elektroda dari tubuh pasien dengan hati-hati. Gunakan alkohol swab untuk mengurangi iritasi saat melepaskan elektroda.		

	PELEPASAN HOLTER		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/110/2024	No. Revisi: 00	Halaman : 2/2
PROSEDUR	5. Pisahkan kabel elektroda dari alat holter 6. Catat waktu pelepasan di form <i>diary</i> holter 7. Edukasi pasien jadwal pengambilan hasil holter dan kontrol selanjutnya. 8. Rapikan alat dan pindahkan hasil perekaman ke komputer dengan cara a. Lepaskan baterai dari alat holter b. Keluarkan <i>Memory card</i> dari alat perekam, masukkan ke card reader c. Hubungkan <i>card reader</i> dan <i>dongle</i> ke komputer d. Klik 2x aplikasi holter e. Klik <i>receive</i> f. Klik <i>Start</i> g. Klik OK h. Pastikan data sudah pindah ke komputer dengan cara klik <i>patient</i> lalu klik 2x nama pasien Hal yang perlu diperhatikan : 1. Pastikan kulit pasien dalam keadaan bersih setelah pelepasan holter 2. Pastikan hasil perekaman sudah pindah ke computer Dokumentasi Menuliskan hasil pelepasan holter di catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT)		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Intensif		