

	PROSEDUR ASISTENSI PEMERIKSAAN BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIAL		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1923/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 22 Februari 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Asistensi pemeriksaan <i>Brainstem Auditory Evoked Potential</i> (BAEP) adalah kegiatan mendampingi dan membantu pemeriksaan untuk mengetahui gambaran dan prevalensi gangguan jaras pendengaran.		
TUJUAN	1. Untuk membantu mempersiapkan alat, pasien dan lingkungan 2. Untuk membantu dalam pemeriksaan BAEP. 3. Untuk mendapatkan hasil yang optimal		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostic di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Persiapan Alat 1. Satu Set alat <i>Electromyography</i> (EMG) 2. Empat buah elektroda 3. Meteran, Pensil ukur 4. Nuprep, <i>Gel</i> <i>USG</i> 5. Pasta elektroda 6. Kapas alkohol 7. Headset BAEP B. Persiapan Petugas dan Pasien: 1. Pastikan alat sudah siap untuk digunakan 2. Cek rencana tindakan keperawatan dan identifikasi pasien 3. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan pada pasien 4. Masukkan data pasien pada alat C. Prosedur 1. Cuci tangan 2. Atur posisi pasien 3. Ukur titik-titik yang akan ditempel sesuai dengan standar (sistem 10-20) yaitu titik Cz (20% dari Fz) dan <i>Ground</i> di dahi, A1 (telinga kiri) dan A2 (telinga kanan) 4. Sambungkan <i>headset</i> pada alat 5. Pasangkan <i>headset</i> pada telinga pasien dengan benar 6. Anjurkan pasien untuk rileks selama pemeriksaan 7. Ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman 8. Informasikan kepada dokter bila pasien sudah siap untuk diperiksa 9. Asistensi pemeriksaan sesuai instruksi dokter 10. Apabila pemeriksaan telah selesai, bersihkan elektroda yang menempel pada pasien, bersihkan alat dan tempat pemeriksaan 11. Cuci tangan 12. Print hasil ekspertise pemeriksaan 13. Menyiapkan hasil pemeriksaan		

	PROSEDUR ASISTENSI PEMERIKSAAN BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIAL		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/1923/2024	No. Revisi: 01	Halaman: 2/2
PROSEDUR	Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1. Pastikan posisi <i>Headset</i> (sisi kanan dan kiri telinga) terpasang dengan benar 2. Pastikan gel sudah tidak ada yang menempel / bersih pada kulit saat selesai pemeriksaan 3. Pastikan pasien kooperatif karena ketaatan pasien mengikuti perintah selama prosedur mempengaruhi hasil pemeriksaan Dokumentasi: Dokumentasikan dalam catatan integrasi dalam <i>Electronic Health Record (EHR)</i>, formulir rencana dan tindakan keperawatan, dan <i>nursing note</i>.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik		