

	PENGUNAAN ROLLER MIXER		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7822/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 09 September 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta \$ {ttd} dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur baku yang memuat petunjuk untuk Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) dalam menggunakan roller mixer sehingga roller mixer dapat digunakan dengan tepat. Roller mixer adalah alat yang digunakan untuk mencampur spesimen sebelum diperiksa.		
TUJUAN	Memberikan petunjuk bagi PLK dalam menggunakan roller mixer		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	- Memastikan power switch pada posisi OFF sebelum menghubungkan kabel power supply. - Menyambungkan kabel power supply pada sumber listrik - Menekan tombol ON pada roller mixer. - Meletakkan tabung berisi sampel yang hendak dicampur di antara pipa roller mixer. Tabung spesimen harus tertutup rapat.		
UNIT TERKAIT	- Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) - IPSRS (Teknisi Listrik) - Pihak Eksternal (Teknisi Vendor Alat)		

	PENGUNAAN <i>ROLLER MIXER</i>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7822/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 2/2
ALUR PENGUNAAN <i>ROLLER MIXER</i> PLK Memastikan <i>power switch</i> pada posisi <i>OFF</i> ↓ PLK Menyambungkan kabel <i>power supply</i> pada sumber <u>listrik</u> ↓ PLK <u>Menekan tombol ON</u> ↓ PLK Meletakkan tabung berisi spesimen di antara pipa <i>roller mixer</i>			

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/7822/2024
		Tanggal Efektif	: 09 September 2024
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :


Tanggal : 22 Juli 2024 ☐ Penambahan Dokumen

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA ☒ Perubahan Dokumen

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah ☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.I/3205/2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : tidak dicantumkan	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi prosedur, revisi unit terkait