

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	BATAS KADALUARSA PEMAKAIAN ALAT STERIL		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXI.I /13363/2019	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 16 Agustus 2019	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Masa habis berlakunya suatu alat /barang steril sesuai dengan batas waktu yang ditentukan		
TUJUAN	1. Mencegah penggunaan alat /barang yang kadaluarsa digunakan ke pasien. 2. Menjaga kualitas mutu sterilisasi dan pencegahan terhadap infeksi.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018, tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Masa kadaluarsa alat /barang yang di steril dengan suhu tinggi (Steam) • Alat dikemas menggunakan wrapping paper dan non woven : 1 bulan • Alat dikemas menggunakan Pouches : 4 bulan • Alat dikemas menggunakan container filter single use : 1 bulan • Alat dikemas menggunakan container filter permanent : 4 bulan • BMHP Kasa yang dikemas dengan pouches : 3 bulan 2. Masa kadaluarsa alat /barang yang di steril dengan suhu rendah (Plasma) • Alat dikemas menggunakan non woven : 1 bulan • Alat dikemas menggunakan pouches (Tyvek) : 4 bulan • Alat dikemas menggunakan container filter single use non woven : 1 bulan 3. Hal – hal yang perlu diperhatikan : • Apabila kemasan terbuka /robek/ basah, harus di steril ulang dengan mengganti kemasan • Diruangan pengguna harus menjalankan system FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out)		
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi Sentral 2. Unit terkait		
Dokumen Terkait	Formulir pemantaun alat /instrument yang kadaluarsa		