



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional

## PEMAKAIAN DESINFEKTAN DAN ENZYMATIK

Nomor Dokumen :

SK.02-02/XXXIX.I/2308/2018

No. Revisi :

01

Halaman :

1/1

<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b></p>	<p>Tanggal terbit  28 Maret 2018</p>	<p>Ditetapkan : Direktur Utama,  dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002</p> 
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Pemakaian desinfektan dan enzimatik merupakan suatu cara dalam menggunakan cairan atau zat kimia yang digunakan khusus membersihkan instrumen kotor agar bebas dari cairan tubuh pasien dan Microorganisme.</p>	
<p><b>TUJUAN</b></p>	<p>Mengurangi atau mematikan sebagian besar mikroorganisme yang terdapat pada alat sehingga alat aman untuk diproses selanjutnya.</p>	
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<p>SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.</p>	
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD.</li> <li>2. Siapkan peralatan yang akan dipakai.</li> <li>3. Tuangkan enzimatik/ disinfektan yang akan dipakai sesuai tabel dosis penggunaan.</li> <li>4. Setelah desinfektan/ enzimatik dituangkan dalam wadah yang sudah berisi air, kemudian aduk hingga merata.</li> <li>5. Desinfektan/ enzimatik siap dipakai untuk membersihkan instrumen dan barang kotor lainnya.</li> <li>6. Ganti larutan perendaman di sink apabila sudah kotor atau setiap pergantian shift.</li> <li>7. Lepaskan APD lalu cuci tangan.</li> </ol>	
<p><b>UNIT TERKAIT</b></p>	<p>Sterilisasi sentral.</p>	
<p><b>DOKUMEN TERKAIT</b></p>	<p>Kartu Stock Barang Medis Habis Pakai.</p>	