

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh : Rizka L.S ^{RS}

Diperiksa oleh Kasubbag Hukormas :

Kasubag Umum :

Dikirim

Sifat Surat

: 14 Januari 2021

: Segera

NO. OT.02.02/XXXIX/700/2021

Jakarta, 18 Januari 2021

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

1. Kepala Instalasi Laboratorium

W/.....

2. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

/.....

Ditetapkan :

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S.(K), KIC, MARS

NIP 196209131988031002

Lampiran : 1 berkas

Hal : SPO Penyerahan dan Transportasi Spesimen Lemak dari Laboratorium
Pengolahan Sel Punca ke RSPON

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENYERAHAN DAN TRANSPORTASI SPESIMEN LEMAK DARI LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA KE RSPON		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX 1782/2021	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Januari 2021	Ditetapkan Direktur Utama: /  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002
PENGERTIAN	Prosedur ini merupakan proses penyerahan dan transportasi spesimen lemak dari Laboratorium Pengolahan Sel Punca ke RSPON setelah dilakukan proses pengolahan SVF.	
TUJUAN	Prosedur ini dibuat sebagai instruksi kerja dalam proses penyerahan dan transportasi spesimen lemak dari laboratorium pengolahan sel ke RSPON setelah dilakukan proses pengolahan SVF.	
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.1/15219/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah.	
PROSEDUR	A. Penyerahan Produk dari Laboratorium Pengolahan Sel Punca ke RSPON 1. Staf RSPON dan Tim Laboratorium Pengolahan Sel Punca memeriksa dan memastikan label sudah memuat keterangan berikut : • Jenis/nama produk • Kode pasien/inisial subjek • Suhu penyimpanan • Total jaringan lemak yang diproses • Jumlah sel hidup • Viabilitas sel 2. Staf RSPON memeriksa kesesuaian antara keterangan yang ada pada seluruh label dengan identitas pasien 3. Staf RSPON dan tim laboratorium pengolahan sel punca memastikan produk dikemas dengan kemasan primer dan sekunder dalam keadaan baik 4. Jika sudah sesuai, staf RSPON mengisi formulir pernyataan serah terima spesimen/produk dan ditandatangani 5. Jika tidak sesuai, laporkan kepada tim laboratorium pengolahan sel punca untuk verifikasi atau penanganan lebih lanjut dan tunggu hingga hasil verifikasi selesai	



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

**PENYERAHAN DAN TRANSPORTASI SPESIMEN LEMAK
DARI LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA
KE RSPON**

No. Dokumen :

01.02.02 / XXXIX
1722 / 2021

No. Revisi :

00

Halaman :

2/2


B. Transportasi dari Laboratorium Pengolahan Sel Punca ke RSPON

1. Staf RSPON memastikan suhu di dalam *cool box* sejuk 2–27°C dengan *thermo logger*.
2. Staf RSPON mengantar produk ke Rumah Sakit
3. Staf RSPON mencatat suhu di dalam *cool box* di form penerimaan produk
4. Staf RSPON memverifikasi kesesuaian label dengan identitas pasien

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah
2. Laboratorium Pengolahan Sel Punca

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENYERAHAN DAN TRANSPORTASI SPESIMEN LEMAK DARI LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA KE RSPON		
	No. Dokumen : <i>OT.02.02/XXXIX 1722/2021</i>	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Januari 2021	Ditetapkan Direktur Utama:  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002
PENGERTIAN	Prosedur ini merupakan proses penyerahan dan transportasi spesimen lemak dari Laboratorium Pengolahan Sel Punca ke RSPON setelah dilakukan proses pengolahan SVF.	
TUJUAN	Prosedur ini dibuat sebagai instruksi kerja dalam proses penyerahan dan transportasi spesimen lemak dari laboratorium pengolahan sel ke RSPON setelah dilakukan proses pengolahan SVF.	
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.1/15219/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah.	
PROSEDUR	A. Penyerahan Produk dari Laboratorium Pengolahan Sel Punca ke RSPON 1. Staf RSPON dan Tim Laboratorium Pengolahan Sel Punca memeriksa dan memastikan label sudah memuat keterangan berikut : • Jenis/nama produk • Kode pasien/inisial subjek • Suhu penyimpanan • Total jaringan lemak yang diproses • Jumlah sel hidup • Viabilitas sel 2. Staf RSPON memeriksa kesesuaian antara keterangan yang ada pada seluruh label dengan identitas pasien 3. Staf RSPON dan tim laboratorium pengolahan sel punca memastikan produk dikemas dengan kemasan primer dan sekunder dalam keadaan baik 4. Jika sudah sesuai, staf RSPON mengisi formulir pernyataan serah terima spesimen/produk dan ditandatangani 5. Jika tidak sesuai, laporkan kepada tim laboratorium pengolahan sel punca untuk verifikasi atau penanganan lebih lanjut dan tunggu hingga hasil verifikasi selesai	



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

**PENYERAHAN DAN TRANSPORTASI SPESIMEN LEMAK
DARI LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA
KE RSPON**

No. Dokumen :

DT.02.09/XXXIX
1782/2021

No. Revisi :

00

Halaman :

2/2

B. Transportasi dari Laboratorium Pengolahan Sel Punca ke RSPON

1. Staf RSPON memastikan suhu di dalam *cool box* sejuk 2–27°C dengan *thermo logger*.
2. Staf RSPON mengantar produk ke Rumah Sakit
3. Staf RSPON mencatat suhu di dalam *cool box* di form penerimaan produk
4. Staf RSPON memverifikasi kesesuaian label dengan identitas pasien

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah
2. Laboratorium Pengolahan Sel Punca