

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGANGKUTAN BARANG MEDIS KOTOR		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXIX.1/ 2519/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Pengangkutan barang medis kotor adalah suatu kegiatan transportasi barang medis kotor dari ruang rawat dan ruang tindakan dalam wadah tertutup dengan menggunakan trolley barang medis kotor, dikirim ke Sterilisasi Sentral untuk dilakukan proses steril.		
TUJUAN	1. Membawa barang medis kotor ke Sterilisasi Sentral 2. Mencegah terkontaminasi pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.1/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas unit pemakai mengumpulkan instrumen kotor yang sudah di pre cleaning kedalam box intrumen kotor. 2. Instrumen kotor harus dalam kondisi lembab saat diantar ke sterilisasi sentral. 3. Antar instrumen kotor ke sterilisasi sentral dengan menggunakan wadah tertutup. 4. Pengangkutan barang medis kotor harus melalui lift kotor, menuju area dekontaminasi sterilisasi sentral. 5. Petugas loket barang kotor sterilisasi sentral akan menerima barang kotor sesuai prosedur. 6. Cuci trolly dan box container dicuci di area cuci trolly setelah selesai serah terima. 7. Lakukan dokumentasi		
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi Sentral. 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya.		
DOKUMEN TERKAIT	Formulir permintaan sterilisasi instrumen barang re-use.		