

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara :
Yoan 

Diperiksa oleh :
Supervisor Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga:

Plt. Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan
Masyarakat: 

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : 108

Jakarta, Februari 2024


Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Ka. Instalasi Rawat Jalan dan ND


.....

2. Plt. Direktur Medik dan Keperawatan


.....

3. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian


.....

Ditetapkan :

Direktur Utama,



dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
NIP 197210072001122005

Lampiran :

Hal : - SPO Asistensi Pemeriksaan Spasmofili

	ASISTENSI PEMERIKSAAN SPASMOFILI		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/108/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 04/01/2024	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MAR	
PENGERTIAN	Asistensi pemeriksaan <i>Spasmo fili</i> adalah kegiatan mendampingi dan membantu untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal.		
TUJUAN	1. Untuk membantu mempersiapkan alat, pasien dan lingkungan 2. Untuk membantu dalam pemeriksaan <i>Spasmo fili</i> 3. Untuk mendapatkan hasil yang optimal		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono		
PROSEDUR	A. Peralatan 1. Alat <i>Electromyography</i> (EMG) dan perangkat komputer 2. Elektroda 3. Meteran 4. <i>Skin Preparation Gel</i> 5. <i>Ultrasound Gel</i> 6. Pasta elektroda 7. Kapas alkohol 8. Tensimeter B. Persiapan 1. Hidupkan komputer dan alat pemeriksaan 2. Cek jadwal pemeriksaan <i>Spasmo fili</i> 3. Identifikasi pasien, kaji pasien dan jelaskan prosedur 4. Masukkan data pasien pada alat C. Pelaksanaan 1. Cuci tangan 2. Atur posisi pasien 3. Anjurkan pasien untuk rileks selama pemeriksaan 4. Ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman 5. Pasang manset tensimeter pada lengan pasien 6. Beri tekanan atau posisikan tinggi tekanan tensimeter pada titik hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh dokter selama waktu yang telah ditentukan oleh dokter pemeriksaan. 7. Bersihkan elektroda yang menempel pada pasien, bersihkan alat dan tempat pemeriksaan 8. Cuci tangan 9. Siapkan untuk pengetikan hasil ekspertisi 10. Print hasil ekspertise pemeriksaan 11. Menyiapkan hasil pemeriksaan 12. Evaluasi dan dokumentasi		

PROSEDUR ASISTENSI PEMERIKSAAN
SPASMOFILI

No. Dokumen :

OT.02.02/D.XXIII/108/2024

No. Revisi :

00

Halaman :

2/2

PROSEDUR

Hal yang perlu diperhatikan :

1. Cek integritas kulit pastikan sudah tidak ada yang menempel saat selesai pemeriksaan
2. Pastikan pasien kooperatif karena ketaatan pasien mengikuti perintah selama prosedur mempengaruhi hasil pemeriksaan

Dokumentasi

Mengisi di formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) pada EHR

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Rawat Intensif