

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara :

Yoan *pl*

Diperiksa oleh :

Supervisor Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga *pl*

Plt. Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan

Masyarakat: *pl*

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : *105 105*

Jakarta, *ganvori*
Februari 2024

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Ka. Instalasi Rawat Jalan dan ND

2. Plt. Direktur Medik dan Keperawatan

3. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian

pl
.....
pl
.....
pl
.....

Ditetapkan :

Direktur Utama,

pl
dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
NIP 197210072001122005

Lampiran :

Hal : - SPO Prosedur Asistensi Pemeriksaan Visual Evoked Potential (VEP)

	PROSEDUR ASISTENSI PEMERIKSAAN VISUAL EVOKED POTENTIAL (VEP)		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/105/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 04/01/2024	Ditetapkan : Direktur Utama   dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS	
PENGERTIAN	Asistensi pemeriksaan <i>Visual Evoked Potential</i> (VEP) adalah kegiatan mendampingi dan membantu untuk mengukur kecepatan pesan saraf sepanjang optik dari mata ke otak dalam rangka merespon tampilan pola-pola gambar yang berubah-ubah di layar alat.		
TUJUAN	1. Untuk membantu mempersiapkan alat, pasien dan lingkungan 2. Untuk membantu dalam pemeriksaan <i>Visual Evoked Potential</i> (VEP). 3. Untuk mendapatkan hasil yang optimal		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Peralatan 1. Alat EMG dan perangkat komputer 2. Elektroda 3. Meteran, Pensil ukur 4. <i>Skin Preparation Gel</i> 5. <i>Ultrasound Gel</i> 6. Pasta elektroda 7. Kapas alkohol 8. <i>Goggles</i> B. Persiapan 1. Hidupkan komputer dan alat pemeriksaan 2. Cek jadwal pemeriksaan VEP 3. Identifikasi pasien, kaji pasien dan jelaskan prosedur 4. Masukkan identitas pasien pada alat C. Pelaksanaan 1. Cuci tangan 2. Atur posisi pasien 3. Ukur titik-titik yang akan ditempel sesuai dengan standar (sistem 10-20) yaitu titik Cz (20% dari titik F2), O1 (5% dari titik Oz)) dan O2 (5% dari titik Oz) serta <i>Ground</i> pada dahi 4. Sambungkan <i>goggles</i> pada alat 5. Pasangkan <i>goggles</i> pada kedua mata pasien 6. Anjurkan pasien untuk rileks selama pemeriksaan 7. Ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman 8. Bantu mengambil gambar dengan tombol "<i>Start</i>" sesuai instruksi dokter selama pemeriksaan berlangsung 9. Bantu mengatur gelombang sesuai instruksi dokter selama pemeriksaan berlangsung 10. Bersihkan elektroda yang menempel pada pasien 11. Rapikan pasien 12. Rapikan alat dan tempat pemeriksaan 13. Cuci tangan		

	PROSEDUR ASISTENSI PEMERIKSAAN VISUAL EVOKED POTENTIAL		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/105/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 2/2
PROSEDUR	Hal yang perlu diperhatikan : 1. Cek integritas kulit pastikan sudah tidak ada yang menempel saat selesai pemeriksaan 2. Pastikan pasien kooperatif karena ketaatan pasien mengikuti perintah selama prosedur mempengaruhi hasil pemeriksaan Dokumentasi Mengisi hasil pemeriksaan di catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) pada sistem EHR Atur posisi pasien ↓ Ukur titik yang akan ditempel ↓ Sambungkan Goggles pada alat ↓ Pasang goggles pada kedua mata ↓ Bantu Mengambil gambar sesuai instruksi dokter ↓ Bantu mengatur gelombang sesuai instruksi		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Intensif		