

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENYIMPANAN BARANG MEDIS STERIL		
	Nomor Dokumen : 05.02.02/XXXIX.I/ 2332/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Penyimpanan barang medis steril adalah rangkaian kegiatan menyimpan semua instrument medis, linen, BMHP yang sudah disterilkan pada ruangan penyimpanan barang steril.		
TUJUAN	1. Menjaga mutu barang steril. 2. Mudah mencari dan mendistribusikan barang steril dengan cepat. 3. Mencegah kehilangan.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Instrument medis/ linen/ BMHP yang sudah steril sebelum disimpan, harus di uji visual. 3. Jika ditemukan instrument/ linen/ BMHP steril yang reject, serahkan ke petugas pengemasan untuk dikemas ulang, dan disteril ulang. 4. Barang steril disusun didalam keranjang dan, diletakkan di rak penyimpanan sesuai kelompok/ ruangan. 5. Saat distribusi gunakan sistem <i>FIFO (First In First Out)</i> dan <i>FEFO (First Expired First Out)</i> . 6. Catat hasil uji visual di formulir uji visual alat/ instrument steril, linen steril, dan BMHP steril. 7. Lepas APD, kemudian cuci tangan.		
UNIT TERKAIT	1. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Unit Kerja lainnya. 2. Sterilisasi Sentral.		
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir Uji Visual. 2. Formulir Permintaan Sterilisasi instrumen barang re-use.		